

ARMADI



NON UTILIZZARE LA TUA CABINA COME UN DEPOSITO DI MATERIALE!

Le cappe chimiche sono dei DPC fondamentali per prevenire il rischio per la salute dell'operatore che potrebbe entrare in contatto con sostanze tossiche ed il rischio incendio/esplosione derivante da miscele di prodotti potenzialmente infiammabili ed esplosivi

ARMADI DI SICUREZZA PER SOSTANZE INFIAMMABILI, ACIDI-BASI, VENTILATI ED ASPIRATI

sono progettati per lo stoccaggio di diverse tipologie di materiale

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU ARMADI DI DIVERSA TIPOLOGIA MARCA MODELLO

Belsar effettua servizio di **CONSULENZA** per la scelta dell'armadio più indicato alle esigenze del cliente

Installazione e collaudo

- UNA CORRETTA INSTALLAZIONE GARANTISCE UN CORRETTO FUNZIONAMENTO.
- Verifica idoneità ambiente di installazione
- Verifica integrità apparecchiatura da installare
- Collegamento ad utilities
- Collaudo e verifiche funzionali
- Rilascio documentazione e spiegazione d'uso

Manutenzione ordinaria preventiva

- Controlli periodici strutturali e funzionali, secondo specifiche normative di riferimento:
- EN14470-1: armadi per sostanze infiammabili
- EN 14727 ed EN 61010-1 armadi
- Verifica integrità dei diversi componenti, prove funzionali intrinseche e verifiche anemometriche.

Manutenzione straordinaria

- (verifica guasto e riparazione/sostituzione parti di ricambio) : intervento tempestivo su segnalazione. RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'ARMADIO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE

Sostituzione periodica filtri

Intervento di sostituzione periodica, sulla base dell'esito delle verifiche funzionali, oppure su richiesta del cliente anche nel caso non si siano evidenziate anomalie di funzionamento. Possibilità di servizio completo dalla fornitura al ritiro dei filtri sostituiti

Il cambio periodico dei filtri permette di mantenere alto e sicuro l'ambiente di lavoro ed il livello di qualità dell'aria stessa

Smaltimento filtri esausti

Qualora il cliente lo richiedesse, la nostra azienda è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed è autorizzata a provvedere allo smaltimento di filtri provenienti da attività di manutenzione. Non avrai il disagio di gestire rifiuti speciali pericolosi

Opere di canalizzazione

Sopralluogo preliminare

Valutazione della tipologia di intervento


Progettazione e installazione sistemi di canalizzazione per cabine, armadi ed ambienti

Supporto tecnico per verifica idoneità locali, trasferimento armadi e verifiche funzionali

Verifica sicurezza elettrica

Esecuzione delle prove in conformità alla EN61010 attestanti la sicurezza elettrica di apparecchiature di laboratorio, rilascio test report

Per informazioni e preventivi contattaci o compila il form preventivi



**SOLUZIONI
PERSONALIZZATE**
Richiedi un preventivo
Gratuito al nostro
Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508

e-mail: info@belsar.it

**SOLUZIONI DI
ASSISTENZA**

Chiamaci al
Numero verde:
800.204323



SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito
Web all'indirizzo:
www.belsar.com