

## MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI

Interventi di verifica periodica e manutenzione programmati a cadenza annuale o semestrale, visite singole, interventi urgenti.

Tutte le marche e modelli in **contratto periodico** o **visite singole**

*LA NOSTRA INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ AL MIGLIOR PREZZO*



**Certificazione cabine ad espulsione totale secondo specifiche normative di riferimento UNI EN 14175; UNICHIM 192/03 2013**

**Certificazione cabine a ricircolo secondo specifiche normative DIN 12927, BS 7989, XF15-211**

### APPARECCHIATURE:


- ✓ Dispositivi di protezione collettiva
- ✓ Cappe chimiche ad espulsione totale
- ✓ Cappe chimiche a ricircolo a filtrazione molecolare
- ✓ Cappa ad aspirazione localizzata

### TIPOLOGIE DI SERVIZI:

- ✓ Verifica strutturale
- ✓ Verifica funzionale (prove di funzionamento)
- ✓ Sostituzione ricambi (filtri, lampade, guarnizioni ecc)
- ✓ Riparazione guasto

- ✓ Monitoraggio del funzionamento della cabina
- ✓ Verifica rispetto dei parametri di sicurezza per l'operatore e mantenimento nel tempo
- ✓ Riconoscimento di eventuali possibili anomalie di funzionamento
- ✓ Prevenzione danni da usura attraverso una verifica strutturale e la sostituzione periodica delle parti di ricambio
- ✓ Mantenimento delle performance al massimo livello, sostituendo regolarmente ricambi usurati ed individuando possibili problematiche sul nascere
- ✓ Ripristino in tempi brevi del corretto funzionamento in caso di guasto
- ✓ **Allungamento della vita media della cabina**

**Belsar offre un servizio completo di manutenzione e verifiche sia singole che a programmazione periodica nell'interesse di offrire al cliente di lavorare in condizioni ottimali di sicurezza.**



### SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Richiedi un preventivo  
Gratuito al nostro  
Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508  
e-mail: [info@belsar.it](mailto:info@belsar.it)



### SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito  
Web all'indirizzo:  
[www.belsar.com](http://www.belsar.com)



### SOLUZIONI DI ASSISTENZA

Chiamaci al  
Numero verde:  
**800.204323**

