

MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI

Interventi di verifica periodica e manutenzione programmati a cadenza annuale o semestrale, visite singole, interventi urgenti.

Tutte le marche e modelli in **contratto periodico** o **visite singole**

LA NOSTRA INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ AL MIGLIOR PREZZO



Certificazione cabine ad espulsione totale secondo specifiche normative di riferimento UNI EN 14175; UNICHIM 192/03 2013

Certificazione cabine a ricircolo secondo specifiche normative DIN 12927, BS 7989, XF15-211

APPARECCHIATURE:


- ✓ Dispositivi di protezione collettiva
- ✓ Cappe chimiche ad espulsione totale
- ✓ Cappe chimiche a ricircolo a filtrazione molecolare
- ✓ Cappa ad aspirazione localizzata

TIPOLOGIE DI SERVIZI:

- ✓ Verifica strutturale
- ✓ Verifica funzionale (prove di funzionamento)
- ✓ Sostituzione ricambi (filtri, lampade, guarnizioni ecc)
- ✓ Riparazione guasto

- ✓ Monitoraggio del funzionamento della cabina
- ✓ Verifica rispetto dei parametri di sicurezza per l'operatore e mantenimento nel tempo
- ✓ Riconoscimento di eventuali possibili anomalie di funzionamento
- ✓ Prevenzione danni da usura attraverso una verifica strutturale e la sostituzione periodica delle parti di ricambio
- ✓ Mantenimento delle performance al massimo livello, sostituendo regolarmente ricambi usurati ed individuando possibili problematiche sul nascere
- ✓ Ripristino in tempi brevi del corretto funzionamento in caso di guasto
- ✓ **Allungamento della vita media della cabina**

Belsar offre un servizio completo di manutenzione e verifiche sia singole che a programmazione periodica nell'interesse di offrire al cliente di lavorare in condizioni ottimali di sicurezza.



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Richiedi un preventivo
Gratuito al nostro
Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508
e-mail: info@belsar.it



SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito
Web all'indirizzo:
www.belsar.com



SOLUZIONI DI ASSISTENZA

Chiamaci al
Numero verde:
800.204323

