


VALIDAZIONE CABINE SECONDO SPECIFICHE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

LA NOSTRA INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ AL MIGLIOR PREZZO



Tutte le marche e modelli in **contratto periodico** o **visite singole**

VALIDAZIONE SECONDO NORMATIVE DI RIFERIMENTO UNI EN 14175 –
UNICHIM 192/03 2013 PER CAPPE CHIMICHE AD ESPULSIONE TOTALE (DUCTED)


- ✓ Verifica documentazione rilasciata dal costruttore
- ✓ Verifica integrità strutturale
- ✓ Verifica luminosità del piano di lavoro
- ✓ Verifica fonometrica
- ✓ Visualizzazione del flusso d'aria
- ✓ Verifica anemometrica
- ✓ Verifica capacità di contenimento con SF6

DIN 12927, BS 7989:2001, AFNOR NFX15-211 PER CAPPE A RICIRCOLO A
FILTRAZIONE MOLECOLARE CANALIZZABILE (DUCTLESS)

- ✓ Verifica documentazione rilasciata dal costruttore
- ✓ Verifica integrità strutturale
- ✓ Verifica luminosità del piano di lavoro
- ✓ Verifica fonometrica
- ✓ Visualizzazione del flusso d'aria
- ✓ Verifica anemometrica
- ✓ Verifica saturazione filtri con foto ionizzatore o fiale colorimetriche

Belsar offre un servizio completo di manutenzione e verifiche sia singole che a programmazione periodica nell'interesse di offrire al cliente di lavorare in condizioni ottimali di sicurezza.

Per informazioni manda un'email a info@belsar.it o contattaci



SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Richiedi un preventivo
Gratuito al nostro
Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508
e-mail: info@belsar.it



SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito
Web all'indirizzo:
www.belsar.com



SOLUZIONI DI
ASSISTENZA

Chiamaci al
Numero verde:
800.204323

