

SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FILTRI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CABINE ED ARMADI DI SICUREZZA

TUTTE LE MARCHE E MODELLI IN CONTRATTO PERIODICO O VISITE SINGOLE
LA NOSTRA INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ AL MIGLIOR PREZZO



CHE SIA IL CASO DI CAMBIARE ARIA?

Quando cambiare i filtri alla sua cabina a flusso laminare e cappa chimica- armadio di sicurezza?

CAPPA CHIMICA- ARMADIO:

Riduzione della velocità frontale dell'aria
Esito della verifica di saturazione filtri (foto ionizzatore o fiale colorimetriche per VOC)

CABINA A FLUSSO LAMINARE:

La conta particelle rileva perdite dai filtri di mandata o di espulsione
Il DOP test ha dato esito negativo in termini di integrità filtri
La cappa è stata spostata da un laboratorio all'altro o la destinazione d'uso è cambiata
La cappa è diventata più rumorosa

Se si verifica una delle seguenti condizioni potrebbe essere il caso di sostituire i filtri della vostra cabina.

La sostituzione periodica dei filtri garantisce sicurezza per l'operatore, per l'ambiente e per il prodotto manipolato.




La corretta manutenzione di un sistema di protezione collettiva come la vostra cabina BioHazard e cappa chimica è una prescrizione della legg (D.lgs 81) a tutela della salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.



La sostituzione dei filtri abbassa il rischio di guasti e consente un risparmio di energia elettrica.

Per informazioni manda un'email a info@belsar.it o contattaci



SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Richiedi un preventivo
Gratuito al nostro
Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508
e-mail: info@belsar.it



SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito
Web all'indirizzo:
www.belsar.com



SOLUZIONI DI
ASSISTENZA

Chiamaci al
Numero verde:
800.204323