

## SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FILTRI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CABINE ED ARMADI DI SICUREZZA

TUTTE LE MARCHE E MODELLI IN CONTRATTO PERIODICO O VISITE SINGOLE  
LA NOSTRA INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ AL MIGLIOR PREZZO



### CHE SIA IL CASO DI CAMBIARE ARIA?

Quando cambiare i filtri alla sua cabina a flusso laminare e cappa chimica- armadio di sicurezza?

#### CAPPA CHIMICA- ARMADIO:

Riduzione della velocità frontale dell'aria  
Esito della verifica di saturazione filtri (foto ionizzatore o fiale colorimetriche per VOC)

#### CABINA A FLUSSO LAMINARE:

La conta particelle rileva perdite dai filtri di mandata o di espulsione  
Il DOP test ha dato esito negativo in termini di integrità filtri  
La cappa è stata spostata da un laboratorio all'altro o la destinazione d'uso è cambiata  
La cappa è diventata più rumorosa

Se si verifica una delle seguenti condizioni potrebbe essere il caso di sostituire i filtri della vostra cabina.

La sostituzione periodica dei filtri garantisce sicurezza per l'operatore, per l'ambiente e per il prodotto manipolato.




*La corretta manutenzione di un sistema di protezione collettiva come la vostra cabina BioHazard e cappa chimica è una prescrizione della legg (D.lgs 81) a tutela della salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.*



**La sostituzione dei filtri abbassa il rischio di guasti e consente un risparmio di energia elettrica.**

Per informazioni manda un'email a [info@belsar.it](mailto:info@belsar.it) o contattaci



SOLUZIONI  
PERSONALIZZATE

Richiedi un preventivo  
Gratuito al nostro  
Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508  
e-mail: [info@belsar.it](mailto:info@belsar.it)



SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito  
Web all'indirizzo:  
[www.belsar.com](http://www.belsar.com)



SOLUZIONI DI  
ASSISTENZA

Chiamaci al  
Numero verde:  
800.204323