

## SERVIZIO di ASSISTENZA TECNICA PER FRIGORIFERI- FREEZER -ULTRAFREEZER

Assistenza tecnica diretta e conto terzi

VERIFICARE e GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA. IL MANTENIMENTO DI ADEGUATI RANGE DI TEMPERATURA GARANTISCE LA CORRETTA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, BIOLOGICI ECC.

- ✓ **INSTALLAZIONE E COLLAUDO:** Interventi di installazione e collaudo presso il cliente: verifica idoneità ambiente di installazione, verifica integrità dell'apparecchiatura da installare, collegamento alle utilities, verifica funzionamento e consulenza per il corretto utilizzo.
- ✓ **VERIFICA TEMPERATURA:** con termometri sottoposti a periodici interventi di taratura, dotati del relativo regolare certificato e con un valore di incertezza idoneo alla tipologia di verifica.  
Rilascio della relativa documentazione tecnica.
- ✓ **VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA:** secondo normativa EN 61010: apparecchi da laboratorio.
- ✓ **CONVALIDA:** qualifica d'installazione, operativa e di performance dell'apparecchiatura per stabilire che un processo produrrà costantemente un prodotto conforme alle specifiche predeterminate  
Protocolli di qualifica forniti dal cliente e/o dal costruttore, oppure redatti direttamente da Belsar. Convalida strutturata sulle esigenze di utilizzo del cliente in riferimento alle indicazioni del costruttore, nel rispetto delle normative di riferimento.
- ✓ **MAPPATURA DELLA TEMPERATURA** mediante l'utilizzo di data logger in condizioni specifiche stabilite con il cliente. Verifica di omogeneità e stabilità della temperatura.
- ✓ Ulteriori test.





Grafico relativo alla mappatura di temperatura di un freezer

Per informazioni manda un'email a [info@belsar.it](mailto:info@belsar.it) o contattaci



### SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Richiedi un preventivo  
Gratuito al nostro  
Ufficio commerciale:

tel. 0331/841508  
e-mail: [info@belsar.it](mailto:info@belsar.it)



### SOLUZIONI WEB

Consulta il nostro sito  
Web all'indirizzo:  
[www.belsar.com](http://www.belsar.com)



### SOLUZIONI DI ASSISTENZA

Chiamaci al  
Numero verde:  
**800.204323**

